

症例



施術前



5回施術後



施術前



5回施術後



施術前



5回施術後



施術前



施術後3か月

メーカー提供

メディアでも
数多く紹介
されています



イタリアで誕生した
マッサージピール
PRX-T[®]₃₃



驚きのうるツヤ&ハリを実現!!

PRX-T[®]33

ピーリング剤だけでも、

まるでレーザー施術を受けたかのようにお肌がキレイになる施術が、イタリアから上陸しました。PRX-T₃₃は、医療機関で受ける事の出来るマッサージで浸透させるピーリングです。

直後から肌質の改善やハリ感の向上、高い保湿力を感じる事が出来ます。また光治療器などと組み合わせる事で、機器の効果もより高める事が可能です。

1～3週間に1回の施術を繰り返して行う事で、真皮層で新しいコラーゲンを作りだし、お肌の質感を改善していきます。

秘密は配合されているTCA(トリクロロ酢酸)。従来のTCAはケミカルピーリングの中でも、より肌の深部に作用し強い炎症反応や痛みを生じたため、お顔全体に使用する事は難しいと言われていました。

PRX-T₃₃は、TCAを低濃度の過酸化水素と特別な組成で混合する事で、お肌の炎症を最小限に抑え、なおかつ従来のコラーゲンを作り出す能力はそのまま保つことを可能にした、画期的な処方となっています。また併せてコウジ酸を5%配合する事で、施術を重ねる毎に美白効果も得る事が出来ます。

PRX-T₃₃の作用(イメージ)




図 2

施術の流れ

メイクはしっかり落としていただきます。PRX-T₃₃を皮膚に塗布し、マッサージをしながら揉みこみ、溶液を浸透させます。

マッサージが終了したら水でしっかり洗い流し、「WiQo保湿ナリシングクリーム」を塗布します。その後はお化粧をしてお帰りいただけます。

アフターケア商品「WiQoフェイスフレイド」(美容液)は、グリコール酸が配合されており、PRX-T₃₃の施術効果を高めるために施術日の次の日から、1日1回ご使用いただけます。夜、綺麗なお肌に最初に塗布し、最低30分何もつけずに過ごしてください。

その後は「WiQo保湿ナリシングクリーム」を塗布、もしくはご自身のいつものケアを行ってください。特に美容液を洗い流す必要はありません。数回繰り返してPRX-T₃₃の施術を行う事で、ご自身の肌が段々と変わっていくのが実感していただけます。



患者様の声

「回数を重ねる毎にハリが生まれ、若い頃の肌に戻ってきた実感があります。」(50代女性)

「どの基礎化粧品を使っているのかよく聞かれるようになりました。化粧ノリも良くなって、毎朝自分の肌に触れるのが楽しみです。」(40代女性)

「ほとんどダウンタイムが無いのに、ごわついた自分の肌も段々と柔らかくなっていくのが実感できます。」(50代男性)

「手軽な価格で短時間でも受けられるので、将来の為に定期的に続けていきたいと思っています。」(30代女性)

Q&A

Q どんな方がこの施術に向いていますか？

A 年代別に、例えばこんなお悩みにお勧めです。

【～20代】

傷跡・ニキビ跡、皮膚のクレンジング、妊娠線・肉割れ

【30代～40代】

軽度のたるみ、加齢や光老化による肌の衰え・小じわ、傷跡、妊娠線

【50代～】

お顔の小じわ・軽度のたるみ、首や手の甲のアンチエイジング、お肌の若返り

Q どのぐらいの頻度が推奨されますか？

A 1～3週間に1回、医療機関で受けていただく施術を5回前後が推奨です。

効果を高めるために、ご自宅でもクリームと美容液をご使用いただく事が望ましいです。

Q 痛みやダウンタイムはありますか？

A ほとんどの方はダウンタイムが無く、普段のメイクをしてお帰りいただく事が出来ます。

まれに施術中ピーリング特有のヒリヒリ感を感じる事があります。

オイリー肌の方や元々の肌が薄い方は、当日赤みが若干残る場合があります。

肌のターンオーバーが促されますので、施術数日後に薄い皮向けが起きる場合があります。